



ML-0608

Baseball Parmak Splinti

Lamineli alüminyum materyalden üretilmiş, iç kısmı süngerlidir. Eldeki parmak kırıklarından sonra, parmağı hareketsiz olarak istenilen pozisyonda tutabilmek için kullanılır.

Baseball Finger Splint

Use to stabilize, immobilize and protect distal phalanx fractures.



S	M	L
Küçük	Orta	Büyük

ML-0609

İkili Parmak Splinti

Lamineli alüminyum materyalden üretilmiş, iç kısmı süngerlidir. Eldeki parmak kırıklarından sonra, parmağı hareketsiz olarak istenilen pozisyonda tutabilmek için kullanılır.

Cot Finger Splint

Use to protect injured finger tips, especially after amputation, thus eliminating heavy dressings and allowing ventilation to the injury



S	M	L
Küçük	Orta	Büyük

ML-0610

Dörtlü Parmak Splinti

Lamineli alüminyum materyalden üretilmiş, iç kısmı süngerlidir. Eldeki parmak kırıklarından sonra, parmağı hareketsiz olarak istenilen pozisyonda tutabilmek için kullanılır.

Kit Assortment Finger Splint

Use for crushed fingers, severe cuts or bruises, and post surgical dressings.



S	M	L
Küçük	Orta	Büyük

ML-0611

Kurbağa Parmak Splinti

Lamineli alüminyum materyalden üretilmiş, iç kısmı süngerlidir. Eldeki parmak kırıklarından sonra, parmağı hareketsiz olarak istenilen pozisyonda tutabilmek için kullanılır.

Frog Finger Splint

Keeps finger dry and comfortable. Use to maintain interphalangeal position for injuries to distal joints.



S	M	L
Küçük	Orta	Büyük





ML-0606

Alüminyum Parmak Ateli

Lamineli alüminyum materyalden üretilmiş, iç kısmı süngerlidir. Eldeki parmak kırıklarından sonra, parmağı hareketsiz olarak istenilen pozisyonda tutabilmek için kullanılır.

Spoon Finger Splint

Use to conform finger in semi-flexed position for transverse fractures of phalanges when extension is not required.

S	M	L
Küçük	Orta	Büyük



ML-0607

Malletfinger Parmak Ateli

Parmak kırıklarından sonra incinmeleri ve parmağı hareketsiz olarak istenilen pozisyonda tutabilmek için kullanılır. 8 boyu mevcuttur.

Stax Finger Splint

Supports the DIP joint in neutral position to help correct mallet deformity. Splint can be trimmed with heavy duty scissors for the most comfortable fit, also available in sampler kit. (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7)

No : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7



ML-0612

Butonier Parmak Splinti

Eldeki parmak kırıklarından sonra, parmağı hareketsiz olarak istenilen pozisyonda tutabilmek için kullanılır.

Extension Finger Splint

Proximal padding positioned in area of palm of hand. High wearing comfort by elaborated, wear-resistant padding. Linear spring force.

S	M	L
Küçük	Orta	Büyük

