



ML-0101

Statik El Bilek Splinti (Koton Kumaş)

El bileğinin ağrılı durumlarında immobilizasyon sağlar. Palmar alüminyum desteği ile el bileği hareketlerini kısıtlar. Bilek bandajı ile daha iyi stabilizasyon sağlar.

Hand & Wrist Splint (Cotton Fabric)

Enables immobilization of the wrist in pain. Inhibits movement of the wrist with the palmar aluminium.

	S	M	L	XL	XXL
	15-17 cm	17-19 cm	19-21 cm	21-23 cm	23-25 cm



ML-0101-020

Statik El Bilek Splinti Bedensiz (Koton Kumaş)

El bileğinin ağrılı durumlarında immobilizasyon sağlar. Palmar alüminyum desteği ile el bileği hareketlerini kısıtlar. Bilek bandajı ile daha iyi stabilizasyon sağlar.

Hand & Wrist Splint Unisize (Cotton Fabric)

Enables immobilization of the wrist in pain. Inhibits movement of the wrist with the palmar aluminium.

	BEDENSİZ
	Small - XXL large beden aralığında özel olarak tasarlanmıştır



ML-0101-019

Statik El Bilek Splinti Bedensiz Siyah (Koton Kumaş)

El bileğinin ağrılı durumlarında immobilizasyon sağlar. Palmar alüminyum desteği ile el bileği hareketlerini kısıtlar. Bilek bandajı ile daha iyi stabilizasyon sağlar.

Hand & Wrist Splint Unisize Black Colour (Cotton Fabric)

Enables immobilization of the wrist in pain. Inhibits movement of the wrist with the palmar aluminium.

	BEDENSİZ
	Small - XXL large beden aralığında özel olarak tasarlanmıştır



ML-0110

Statik El Bilek Splinti (Airtex Kumaş)

El bileğinin ağrılı durumlarında immobilizasyon sağlar. Palmar alüminyum desteği ile el bileği hareketlerini kısıtlar. Bilek bandajı ile daha iyi stabilizasyon sağlar.

Airtex Hand & Wrist Splint (Airtex Fabric)

Enables immobilization of the wrist in pain. Inhibits movement of the wrist with the palmar aluminium.

	S	M	L	XL	XXL
	15-17 cm	17-19 cm	19-21 cm	21-23 cm	23-25 cm



ML-0110-020

**Statik El Bilek Splinti Kırmızı Bedensiz
(Airtex Kumaş)**

El bileğinin ağrılı durumlarında immobilizasyon sağlar. Palmar alüminyum desteği ile el bileği hareketlerini kısıtlar. Bilek bandajı ile daha iyi stabilizasyon sağlar.

**Hand & Wrist Splint Unisize
Red Colour (Airtex Fabric)**

Enables immobilization of the wrist in pain. Inhibits movement of the wrist with the palmar aluminium.



BEDENSİZ

Small - XXLarge beden aralığında özel olarak tasarlanmıştır



ML-0110-022

**Statik El Bilek Splinti Mavi Bedensiz
(Airtex Kumaş)**

El bileğinin ağrılı durumlarında immobilizasyon sağlar. Palmar alüminyum desteği ile el bileği hareketlerini kısıtlar. Bilek bandajı ile daha iyi stabilizasyon sağlar.

**Hand & Wrist Splint Unisize
Blue Colour (Airtex Fabric)**

Enables immobilization of the wrist in pain. Inhibits movement of the wrist with the palmar aluminium.



BEDENSİZ

Small - XXLarge beden aralığında özel olarak tasarlanmıştır




ML-0110-024

**Statik El Bilek Splinti Siyah Bedensiz
(Airtex Kumaş)**

El bileğinin ağrılı durumlarında immobilizasyon sağlar. Palmar alüminyum desteği ile el bileği hareketlerini kısıtlar. Bilek bandajı ile daha iyi stabilizasyon sağlar.

**Hand & Wrist Splint Unisize
Black Colour (Airtex Fabric)**

Enables immobilization of the wrist in pain. Inhibits movement of the wrist with the palmar aluminium.



BEDENSİZ

Small - XXLarge beden aralığında özel olarak tasarlanmıştır






ML-0125-020

Statik El Bilek Splinti Bedensiz (Neopren Kumaş)

El bileğinin ağrılı durumlarında immobilizasyon sağlar. Palmar alüminyum desteği ile el bileği hareketlerini kısıtlar. Bilek bandajı ile daha iyi stabilizasyon sağlar.

Hand & Wrist Splint Unisize (Neoprene Fabric)

Enables immobilization of the wrist in pain. Inhibits movement of the wrist with the palmar aluminium.



BEDENSİZ

Small - XXLarge beden aralığında özel olarak tasarlanmıştır




ML-0125-022

Statik El Bilek Splinti Çift Taraflı Bedensiz (Neopren Kumaş)

El bileğinin ağrılı durumlarında immobilizasyon sağlar. Palmar alüminyum desteği ile el bileği hareketlerini kısıtlar. Bilek bandajı ile daha iyi stabilizasyon sağlar.

Hand & Wrist Splint Double Sized Unisize (Neoprene Fabric)

Enables immobilization of the wrist in pain. Inhibits movement of the wrist with the palmar aluminium.



BEDENSİZ

Small - XXLarge beden aralığında özel olarak tasarlanmıştır




ML-0128

Statik El Bilek Splinti Füme

El bileğinin ağrılı durumlarında immobilizasyon sağlar. Palmar alüminyum desteği ile el bileği hareketlerini kısıtlar. Bilek bandajı ile daha iyi stabilizasyon sağlar.

Hand & Wrist Splint Dark Grey Colour

Enables immobilization of the wrist in pain. Inhibits movement of the wrist with the palmar aluminium.



S

M

L

14-17 cm

18-21 cm

22-25 cm




ML-0138

Statik El Bilek Splinti Dorsal Destekli Bedensiz (Neopren Kumaş)

El bileğinin ağrılı durumlarında immobilizasyon sağlar. Palmar alüminyum desteği ile el bileği hareketlerini kısıtlar. Bilek bandajı ile daha iyi stabilizasyon sağlar.

Hand & Wrist Splint Dorsal Support Unisize (Neoprene Fabric)

Enables immobilization of the wrist in pain. Inhibits movement of the wrist with the palmar aluminium.



BEDENSİZ

Small - XXLarge beden aralığında özel olarak tasarlanmıştır






ML-0555

Statik El Bilek Splinti (Örgü Kumaş)

El Bilek Ateli el bileğinin ağrılı durumlarında immobilizasyon sağlar. Palmar alüminyum desteği ile el bileği hareketlerini kısıtlar. Bilek bandajı ile daha iyi stabilizasyon sağlar.

Hand & Wrist Splint (Knitted Fabric)

Enables immobilization of the wrist in pain. Inhibits movement of the wrist with the palmar aluminium.

	S	M	L	XL	XXL
	15-17 cm	17-19 cm	19-21 cm	21-23 cm	23-25 cm



ML-0102

Statik Başparmak Destekli El Bilek Splinti (Koton Kumaş)

Başparmak karpometakarpal ve metakarpofalangial eklemlerini stabilize eder. Carpal tunnel sendromu ve el bileğinin ağrılı durumlarında immobilizasyon sağlar.

Hand & Wrist Splint With Thumb (Cotton Fabric)

Stabilizes the carpometacarpal and metacarpophalangeal joints of the thumb. Enables immobilization of the wrist in conditions such as carpal tunnel syndrome or painful wrist.

	S	M	L	XL	XXL
	15-17 cm	17-19 cm	19-21 cm	21-23 cm	23-25 cm



ML-0102-020

Statik Başparmak Destekli El Bilek Splinti Bedensiz (Koton Kumaş)

Başparmak karpometakarpal ve metakarpofalangial eklemlerini stabilize eder. Carpal tunnel sendromu ve el bileğinin ağrılı durumlarında immobilizasyon sağlar.

Hand & Wrist Splint With Thumb Unisize (Cotton Fabric)

Stabilizes the carpometacarpal and metacarpophalangeal joints of the thumb. Enables immobilization of the wrist in conditions such as carpal tunnel syndrome or painful wrist.

	BEDENSİZ
	Small - XXL beden aralığında özel olarak tasarlanmıştır




ML-0102-019

Statik Başparmak Destekli El Bilek Splinti Siyah Bedensiz (Koton Kumaş)

Başparmak karpometakarpal ve metakarpofalangial eklemlerini stabilize eder. Carpal tunnel sendromu ve el bileğinin ağrılı durumlarında immobilizasyon sağlar.

Hand & Wrist Splint With Thumb Unisize Black Colour (Cotton Fabric)

Stabilizes the carpometacarpal and metacarpophalangeal joints of the thumb. Enables immobilization of the wrist in conditions such as carpal tunnel syndrome painful wrist.



BEDENSİZ

Small - XXLarge beden aralığında özel olarak tasarlanmıştır




ML-0111

Statik Başparmak Destekli El Bilek Splinti (Airtex Kumaş)


Başparmak karpometakarpal ve metakarpofalangial eklemlerini stabilize eder. Carpal tunnel sendromu ve el bileğinin ağrılı durumlarında immobilizasyon sağlar. Hava alabilen özel airtex delikli kumaştan yapılmıştır.

Hand & Wrist Splint With Thumb (Airtex Fabric)

Stabilizes the carpometacarpal and metacarpophalangeal joints of the thumb. Enables immobilization of the wrist in conditions such as carpal tunnel syndrome painful wrist.



S	M	L	XL	XXL
15-17 cm	17-19 cm	19-21 cm	21-23 cm	23-25 cm




ML-0111-020

Statik Başparmak Destekli El Bilek Splinti Kırmızı Bedensiz (Airtex Kumaş)

Başparmak karpometakarpal ve metakarpofalangial eklemlerini stabilize eder. Carpal tunnel sendromu ve el bileğinin ağrılı durumlarında immobilizasyon sağlar. Hava alabilen özel airtex delikli kumaştan yapılmıştır.

Hand & Wrist Splint With Thumb Unisize Red Colour (Airtex Fabric)

Stabilizes the carpometacarpal and metacarpophalangeal joints of the thumb. Enables immobilization of the wrist in conditions such as carpal tunnel syndrome painful wrist.



BEDENSİZ

Small - XXLarge beden aralığında özel olarak tasarlanmıştır




ML-0111-022

Statik Başparmak Destekli El Bilek Splinti Mavi Bedensiz (Airtex Kumaş)

Başparmak karpometakarpal ve metakarpofalangial eklemlerini stabilize eder. Carpal tunnel sendromu ve el bileğinin ağrılı durumlarında immobilizasyon sağlar. Hava alabilen özel airtex delikli kumaştan yapılmıştır.

Hand & Wrist Splint With Thumb Unisize Blue Colour (Airtex Fabric)

Stabilizes the carpometacarpal and metacarpophalangeal joints of the thumb. Enables immobilization of the wrist in conditions such as carpal tunnel syndrome painful wrist.



BEDENSİZ

Small - XXLarge beden aralığında özel olarak tasarlanmıştır




ML-0111-024

Statik Başparmak Destekli El Bilek Splinti Siyah Bedensiz (Airtex Kumaş)

Başparmak karpometakarpal ve metakarpofalangial eklemlerini stabilize eder. Carpal tunnel sendromu ve el bileğinin ağrılı durumlarında immobilizasyon sağlar. Hava alabilen özel airtex delikli kumaştandır.

Hand & Wrist Splint With Thumb Unisize Black Colour (Airtex Fabric)

Stabilizes the carpometacarpal and metacarpophalangeal joints of the thumb. Enables immobilization of the wrist in conditions such as carpal tunnel syndrome and painful wrist.



BEDENSİZ

Small - XXL large beden aralığında özel olarak tasarlanmıştır




ML-0126-020

Statik Başparmak Destekli El Bilek Splinti Bedensiz (Neopren Kumaş)

Başparmak karpometakarpal ve metakarpofalangial eklemlerini stabilize eder. Carpal tunnel sendromu ve el bileğinin ağrılı durumlarında immobilizasyon sağlar.

Hand & Wrist Splint With Thumb Unisize (Neoprene Fabric)

Stabilizes the carpometacarpal and metacarpophalangeal joints of the thumb. Enables immobilization of the wrist in conditions such as carpal tunnel syndrome and painful wrist.



BEDENSİZ

Small - XXL large beden aralığında özel olarak tasarlanmıştır




ML-0126-022

Statik Başparmak Destekli El Bilek Splinti Çift Taraflı Bedensiz (Neopren Kumaş)

Başparmak karpometakarpal ve metakarpofalangial eklemlerini stabilize eder. Carpal tunnel sendromu ve el bileğinin ağrılı durumlarında immobilizasyon sağlar.

Hand & Wrist Splint With Thumb Double Sized Unisize (Neoprene Fabric)

Stabilizes the carpometacarpal and metacarpophalangeal joints of the thumb. Enables immobilization of the wrist in conditions such as carpal tunnel syndrome and painful wrist.



BEDENSİZ

Small - XXL large beden aralığında özel olarak tasarlanmıştır



ML-0127

Statik Başparmak Destekli El Bilek Splinti Füme Bedensiz (Neopren Kumaş)

Başparmak karpometakarpal ve metakarpofalangial eklemlerini stabilize eder.Carpal tunnel sendromu ve el bileğinin ağrılı durumlarda immobilizasyon sağlar.

Hand & Wrist Splint With Thumb Unisize Dark Grey Colour (Neoprene Fabric)

Stabilizes the carpometacarpal and metacarpophalangeal joints of the thumb. Enables immobilization of the wrist in conditions such as carpal tunnel syndrome and painful wrist.

	S	M	L
	14-17 cm	18-21 cm	22-25 cm



ML-0139

Statik Başparmak ve Dorsal Destekli El Bilek Splinti Bedensiz (Neopren Kumaş)

Başparmak karpometakarpal ve metakarpofalangial eklemlerini stabilize eder.Carpal tunnel sendromu ve el bileğinin ağrılı durumlarda immobilizasyon sağlar.

Hand & Wrist Splint With Thumb Dorsal Support Unisize (Neoprene Fabric)

Stabilizes the carpometacarpal and metacarpophalangeal joints of the thumb. Enables immobilization of the wrist in conditions such as carpal tunnel syndrome and painful wrist.

	BEDENSİZ
	Small - XXLarge beden aralığında özel olarak tasarlanmıştır



ML-0129-020

Başparmak Tespit (De Quervain) Ateli Bedensiz (Neopren Kumaş)

Başparmak eklemine stabilize eder ve external destek sağlar.

Thumb Splint (De Quervain) Support Unisize (Neoprene Fabric)

Provides external support and stabilize the thumb joint.

	BEDENSİZ
	Small - XXLarge beden aralığında özel olarak tasarlanmıştır



ML-0218

Başparmak Tespit (De Quervain) Ateli

Başparmak eklemine stabilize eder ve external destek sağlar.

Thumb Splint (De Quervain) Support

Provides external support and stabilize the thumb joint.

	M	L
	14-19 cm	19-24 cm






ML-0131-020

El Bilekliği Parmaktan Geçen Bedensiz

El bileğinin ağrılı durumlarında, spor aktivitelerinde koruyucu destek sağlar.

Wrist Band Unisize

This product is useful hand wrist-ache all sport activities to give protective support.



BEDENSİZ

Small - XXL large beden aralığında özel olarak tasarlanmıştır



ML-0130-020

El Bilekliği Bedensiz

El bileğinin ağrılı durumlarında, spor aktivitelerinde koruyucu destek sağlar.

Wrist Band Unisize

This product is useful hand wrist-ache all sport activities to give protective support.



BEDENSİZ

Small - XXL large beden aralığında özel olarak tasarlanmıştır


ML-0123

Epikondilit Bandajı (Statik Dirsek Splinti)

Tenişçi dirseği sendromu ve epikondilit tedavisinde kullanılır. Dirsek eklemine ısı ve destek sağlar.

Elbow Support

Used in the treatment of tennis elbow syndrome and epicondylitis. Provides warmth and support the elbow joint.



S	M	L	XL	XXL	3XL
22-25 cm	25-28 cm	28-31 cm	31-34 cm	34-37 cm	37-40 cm




ML-0123-020

Epikondilit Bandajı Bedensiz (Statik Dirsek Splinti)

Tenişçi dirseği sendromu ve epikondilit tedavisinde kullanılır. Dirsek eklemine ısı ve destek sağlar.

Elbow Support Unisize

Used in the treatment of tennis elbow syndrome and epicondylitis. Provides warmth and support the elbow joint.



BEDENSİZ

Small - XXL large beden aralığında özel olarak tasarlanmıştır


ML-0147-020

Dirsek Splinti Bedensiz

Dirseğe sıcaklık ve kompresyon sağlar. Spor aktivitelerinde koruyucu olarak kullanılır.

Elbow Support Unisize

It provides heat and compression to the elbow joint. It is used as a protector in sport activities.



BEDENSİZ

Small - XXL large beden aralığında özel olarak tasarlanmıştır


ML-0323

Elastik Dirseklilik

Dirsek eklemine ısı ve destek sağlar. Hafif ağrılı durumlarda, Yaralanmaları engellemek için kullanılabilir.

Elastic Elbow Support

It provides heat and support to the elbow joint. It can be used in light painful conditions, to prevent injuries.



S	M	L	XL	XXL
22-25 cm	25-28 cm	28-31 cm	31-34 cm	34-37 cm


ML-0553

Epikondilit Dirsekliliği Silikon Destekli (Örgü Kumaş)

Tenişçi dirseği sendromu ve epikondilit tedavisinde kullanılır.

Epicondylitis Elbow Support With Silicone Pads (Knitted Fabric)

Used to relieve the pain caused by tennis elbow syndrome.



S	M	L	XL	XXL
22-25 cm	25-28 cm	28-31 cm	31-34 cm	34-37 cm



ML-0122-020

Epikondilit Bandı Bedensiz

Epikondilit tedavisinde kullanılır. Kompresyon uygulayarak tendonlardaki yükü azaltır.

Epicondylitis Brace Unisize

Used in the treatment of the epicondylitis. Decreases the load on the tendons by applying compression.



BEDENSİZ

Small - XXLarge beden aralığında özel olarak tasarlanmıştır



ML-0122-021

Epikondilit Bandı Lüks Bedensiz

Epikondilit tedavisinde kullanılır. Kompresyon uygulayarak tendonlardaki yükü azaltır.

Epicondylitis Brace Unisize

Used in the treatment of the epicondylitis. Decreases the load on the tendons by applying compression.



BEDENSİZ

Small - XXLarge beden aralığında özel olarak tasarlanmıştır


ML-0134

Epikondilit Bandı Bedensiz

Epikondilit tedavisinde kullanılır. Kompresyon uygulayarak tendonlardaki yükü azaltır.

Epicondylitis Brace Unisize

Used in the treatment of the epicondylitis. Decreases the load on the tendons by applying compression.



BEDENSİZ

Small - XXLarge beden aralığında özel olarak tasarlanmıştır




ML-135

Epikondilit Bandı Jelli Bedensiz

Epikondilit tedavisinde kullanılır. Kompresyon uygulayarak tendonlardaki yükü azaltır.

Epicondylitis Brace With Gel Pad Unisize

Used in the treatment of the epicondylitis. Decreases the load on the tendons by applying compression.



BEDENSİZ

Small - XXLlarge beden aralığında özel olarak tasarlanmıştır


ML-0136

Kubital Tünel Dirseklği

Neopren malzemeden üretilmiştir. Dirseğin iç kısmında 20 derece eğimli çelik desteği vardır. Dirsek ekleminin bükülmesini önleyerek ulnar sinirin gerilmesi engellenir ve dolayısıyla semptomların hafiflemesi sağlanır. Neopren malzeme vücut ısısını koruyarak kan dolaşımını dolayısıyla da iyileşme sürecini hızlandırır.

Cubital Tunnel Elbow Support

Manufactured of neoprene material. with inner 20 degrees inclined steel support, prevents the elbow joint and ulnar nerve from bending, thus relieves the symptoms. The soft neoprene blend retains body heat to improve circulation and promote healing



S	M	L	XL	XXL
22-25 cm	25-28 cm	28-31 cm	31-34 cm	34-37 cm




ML-0113

Kol Askısı (Süngerli Kumaş)

Kolun stabilizasyonu gereken durumlar Kolun açılı durumları Ön kol problemlerinde istirahat için kullanılması tavsiye edilir

Arm Sling (Sponge Fabric)

Stabilizes the arm in the desired position to immobilize the shoulder. Made of sponge fabric.



S	M	L	XL	XXL
30-34 cm	34-37 cm	37-40 cm	40-43 cm	43-46 cm


ML-0113-020

Kol Askısı Bedensiz (Süngerli Kumaş)

Kolun stabilizasyonu gereken durumlar Kolun açılı durumları Ön kol problemlerinde istirahat için kullanılması tavsiye edilir.

Arm Sling Unisize (Sponge Fabric)

Stabilizes the arm in the desired position to immobilize the shoulder. Made of sponge fabric.



BEDENSİZ

Small - XXLlarge beden aralığında özel olarak tasarlanmıştır



ML-0115

**Kol Askısı
(Gabardin Kumaş)**

Kolun stabilizasyonu gereken durumlar, Kolun açılı durumları, Ön kol problemlerinde istirahat için kullanılması tavsiye edilir.

**Arm Sling
(Gabardine Fabric)**

Stabilizes the arm in the desired position to immobilize the shoulder. Made of Gabardine fabric.

	S	M	L	XL	XXL
	30-34 cm	34-37 cm	37-40 cm	40-43 cm	43-46 cm



ML-0112

**Kol Askısı
(Airtex Kumaş)**

Kolun stabilizasyonu gereken durumlar Kolun açılı durumları Ön kol problemlerinde istirahat için kullanılması tavsiye edilir. Hava alabilen özel airtex delikli kumaştan yapılmıştır.

**Arm Sling
(Airtex Fabric)**

Stabilizes the arm in the desired position to immobilize the shoulder. Made of airtex fabric.

	S	M	L	XL	XXL
	30-34 cm	34-37 cm	37-40 cm	40-43 cm	43-46 cm



ML-0112-020

**Kol Askısı Kırmızı Bedensiz
(Airtex Kumaş)**

Kolun stabilizasyonu gereken durumlar Kolun açılı durumları Ön kol problemlerinde istirahat için kullanılması tavsiye edilir. Hava alabilen özel airtex delikli kumaştan yapılmıştır.

**Arm Sling Unisize Red Colour
(Airtex Fabric)**

Stabilizes the arm in the desired position to immobilize the shoulder. Made of airtex fabric.

	BEDENSİZ
	Small - XXLarge beden aralığında özel olarak tasarlanmıştır




ML-0112-021

Kol Askısı Mavi Bedensiz (Airtex Kumaş)

Kolun stabilizasyonu gereken durumlar Kolun alçılı durumları Ön kol problemlerinde istirahat için kullanılması tavsiye edilir. Hava alabilen özel airtex delikli kumaştan yapılmıştır.

Arm Sling Unisize Blue Colour (Airtex Fabric)

Stabilizes the arm in the desired position to immobilize the shoulder. Made of airtex fabric.



BEDENSİZ

Small - XXLarge beden aralığında özel olarak tasarlanmıştır




ML-0112-022

Kol Askısı Siyah Bedensiz (Airtex Kumaş)

Kolun stabilizasyonu gereken durumlar Kolun alçılı durumları Ön kol problemlerinde istirahat için kullanılması tavsiye edilir. Hava alabilen özel airtex delikli kumaştan yapılmıştır.

Arm Sling Unisize Black Colour (Airtex Fabric)

Stabilizes the arm in the desired position to immobilize the shoulder. Made of airtex fabric.



BEDENSİZ

Small - XXLarge beden aralığında özel olarak tasarlanmıştır




ML-0119

Abdüksiyonlu Statik Gövde Destekli Kol Ortezi (30 Derece)

Rotatör cuff tamiri sonrası, Açık ve atroskopik cerrahi sonrası kolu abdüksiyonda tutarak, immobilizasyon sağlar.

Padded Arm Sling Abduction (30 Degree)

After treatment of rotator cuff. Provides immobilization of the arm at 30° degrees abduction after open and atoscopic surgery.



S

M

L

30-35
cm

35-40
cm

40-45
cm




ML-0119-020

Abdüksiyonlu Statik Gövde Destekli Kol Ortezi Bedensiz (30 Derece)

Rotatör cuff tamiri sonrası, Açık ve atroskopik cerrahi sonrası kolu abdüksiyonda tutarak, immobilizasyon sağlar.

Padded Arm Sling Abduction Unisize (30 Degree)

After treatment of rotator cuff. Provides immobilization of the arm at 30° degrees abduction after open and atoscopic surgery.



BEDENSİZ

Small - XXLarge beden aralığında özel olarak tasarlanmıştır





ML-0120

Abdüksiyonlu Statik Gövde Destekli Kol Ortezi (45-60 Derece)

Rotatör cuff tamiri sonrası, Açık ve atroskopik cerrahi sonrası kolu abdüksiyonda tutarak, immobilizasyon sağlar.

Padded Arm Sling Abduction (45-60 Degree)

After treatment of rotator cuff. Provides immobilization of the arm at 45°-60° degrees abduction after open and arthroscopic surgery.

	S	M	L
	30-35 cm	35-40 cm	40-45 cm



ML-0120-020

Abdüksiyonlu Statik Gövde Destekli Kol Ortezi Bedensiz (45-60 Derece)

Rotatör cuff tamiri sonrası, Açık ve atroskopik cerrahi sonrası kolu abdüksiyonda tutarak, immobilizasyon sağlar.

Padded Arm Sling Abduction Unisize (45-60 Degree)

After treatment of rotator cuff. Provides immobilization of the arm at 45°-60° degrees abduction after open and arthroscopic surgery.

	BEDENSİZ
	Small - XXL large beden aralığında özel olarak tasarlanmıştır



ML-0124


Omuzluk

Kronik ağrılı durumlarda, Spor yaralanmaları ve omuzun ağır stres altında kaldığı durumda, Omuz eklemlerine koruma ve ısı sağlar.

Shoulder Support

Provides protection and warmth for shoulder joints. Provides support for chronic pain, sports activities. Provides support for the shoulders when exposed to severe stress.

	S	M	L	XL	XXL	3XL
	22-24 cm	24-27 cm	27-30 cm	30-34 cm	34-39 cm	39-43 cm







ML-0124-020

Omuzluk Bedensiz

Kronik ağrılı durumlarda, Spor yaralanmaları ve omuzun ağır stres altında kaldığı durumda, Omuz eklemlerine koruma ve ısı sağlar.

Shoulder Support Unisize

Provides protection and warmth for shoulder joints. Provides support for chronic pain, sports activities. Provides support for the shoulders when exposed to severe stress.



BEDENSİZ

Small - XXLarge beden aralığında özel olarak tasarlanmıştır


ML-0121

Velpo Bandajı

Humerus kırıkları, omuz çıkıkları, Omuz ve kol dinlendirmelerinde, Posttravmatik durumlarda, Omuz ve kolun üst kısmına mükemmel stabilizasyon sağlar.

Velpeau Bandage

Provides excellent immobilization for the shoulder and upper arm in humerus fractures and shoulder dislocations.



S	M	L	XL	XXL	3XL
30-34 cm	34-37 cm	37-40 cm	40-43 cm	43-46 cm	46-49 cm


ML- 0121-020

Velpo Bandajı Bedensiz

Humerus kırıkları, omuz çıkıkları, Omuz ve kol dinlendirmelerinde, Posttravmatik durumlarda, Omuz ve kolun üst kısmına mükemmel stabilizasyon sağlar.

Velpeau Bandage Unisize

Provides excellent immobilization for the shoulder and upper arm in humerus fractures and shoulder dislocations.



BEDENSİZ

Small - XXLarge beden aralığında özel olarak tasarlanmıştır



ML-0118

Clavicula Bandajı

Clavicula kırıklarından sonra, omuz mafsalı yaralanmalarında immobilizasyon sağlar.

Clavicle Support

Enables immobilization following clavicle fractures. Made of sponge fabric.



S	M	L	XL	XXL
70-80 cm	80-90 cm	90-100 cm	100-110 cm	110-120 cm



ML-0118-020

Clavicula Bandajı Bedensiz

Clavicula kırıklarından sonra, omuz mafsalı yaralanmalarında immobilizasyon sağlar.

Clavicle Support Unisize

Enables immobilization following clavicle fractures. Made of sponge fabric.



BEDENSİZ

Small - XXL large beden aralığında özel olarak tasarlanmıştır



ML-0137

Clavicula Bandajı Lüks

Clavicula kırıklarından sonra, omuz mafsalı yaralanmalarında immobilizasyon sağlar.

Clavicle Support Lux

Enables immobilization following clavicle fractures. Made of sponge fabric.



S	M	L	XL	XXL
70-80 cm	80-90 cm	90-100 cm	100-110 cm	110-120 cm


ML-0203

Lumbosakral Çelik Balenli Korse 26 cm (Misineli Kumaş)

Lumbago, Spinal Deformiteler, Vertebral ve ilio-sakral eklemlerinde, Akut ve kronik bel ağrıları için kullanılması tavsiye edilir.

Lumbosacral Corset 26 cm (Monofilament Fabric)

Supports back muscles in problems of lower back in association with facet joint disorders. Provides additional support with extra belt.



S	M	L	XL	XXL	3XL
70-80 cm	80-90 cm	90-100 cm	100-110 cm	110-120 cm	120-130 cm

