



ML-0301

### Patella Kapalı Dizlik

Koruyucu amaçlıdır. Sabit kompresyon uygular ve sıcaklık sağlar. Travma , inflamasyon, artros durumlarında kullanılması tavsiye edilir.

#### Closed Patella Knee Support

For protection purposes. Applies constant compression and provides heat.



	S	M	L	XL	XXL	3XL
	34-36 cm	36-38 cm	38-41 cm	41-44 cm	44-47 cm	47-50 cm

ML-0301-020

### Patella Kapalı Dizlik Bedensiz

Koruyucu amaçlıdır. Sabit kompresyon uygular ve sıcaklık sağlar. Travma , inflamasyon, artros durumlarında kullanılması tavsiye edilir.

#### Closed Patella Knee Support Unisize

For protection purposes. Applies constant compression and provides heat.



	BEDENSİZ
	Small - XXLarge beden aralığında özel olarak tasarlanmıştır



ML-0302

### Patella Destekli Dizlik

Patellayı stabilize eden özel ped desteği ile patellanın stabilizasyonunu sağlar. Osteoartrit, artiküler efüzyon, patella femoral ağrılar, durumlarında kullanılması tavsiye edilir.

#### Patella Knee Support

Special buttress enables stabilization of patella.



	S	M	L	XL	XXL	3XL
	34-36 cm	36-38 cm	38-41 cm	41-44 cm	44-47 cm	47-50 cm

ML-0302-020

### Patella Destekli Dizlik Bedensiz

Patellayı stabilize eden özel ped desteği ile patellanın stabilizasyonunu sağlar. Osteoartrit, artiküler efüzyon, Patella femoral ağrılar durumlarında kullanılması tavsiye edilir.

#### Patella Knee Support Unisize

Special buttress enables stabilization of patella.



	BEDENSİZ
	Small - XXLarge beden aralığında özel olarak tasarlanmıştır



ML-0554

### Patella Destekli Dizlik (Örgü Kumaş)

Özel ped desteği ile patellanın stabilizasyonunu sağlar.

### Patella Knee Support (Knitted Fabric)

Special buttress enables stabilization of patella. Made of knitted fabric



	S	M	L	XL	XXL
	34-36 cm	36-38 cm	38-41 cm	41-44 cm	44-47 cm

ML-0303

### Ligament ve Patella Destekli (Fleksible Balenli ) Dizlik

Yanlardaki esnek flexible balenler sayesinde dizin kollateral bağlarını destekler. Meniskopati, artrit-bursit, durumlarında kullanılması tavsiye edilir.

### Ligament Knee Support

Supports collateral ligament with the flexible stays on the sides.



	S	M	L	XL	XXL	3XL
	34-36 cm	36-38 cm	38-41 cm	41-44 cm	44-47 cm	47-50 cm

ML-0303-020

### Ligament ve Patella Destekli (Fleksible Balenli ) Dizlik Bedensiz

Yanlardaki esnek flexible balenler sayesinde dizin kollateral bağlarını destekler. Meniskopati, artrit-bursit, durumlarında kullanılması tavsiye edilir.

### Ligament Knee Support Unisize

Supports collateral ligament with the flexible stays on the sides.



	BEDENSİZ				
	Small - XXLarge beden aralığında özel olarak tasarlanmıştır				

ML-0551

### Ligament ve Patella Destekli (Fleksible Balenli ) Dizlik (Örgü Kumaş)

Balenler sayesinde dizin kollateral bağlarının desteklenmesini sağlar.

### Flexible Knee Support (Knitted Fabric)

Supports collateral ligament with the flexible stays on the sides. Made of knitted fabric.



	S	M	L	XL	XXL
	34-36 cm	36-38 cm	38-41 cm	41-44 cm	44-47 cm




ML-0304

### Ligament ve Patella Destekli Velkrolu Dizlik

Yanlardaki esnek flexible balenler sayesinde dizin kollateral bağlarını destekler. Velkrolarla güçlendirilmiş yapısı sayesinde stabilizasyonu oldukça etkilidir. Meniskopati, artrit-bursit durumlarında kullanılması tavsiye edilir.

#### Flexible Knee Support With Velcro

Supports collateral ligament with the flexible stays on the sides. Provides to good stabilization with powered velcros.

	S	M	L	XL	XXL	3XL
	34-36 cm	36-38 cm	38-41 cm	41-44 cm	44-47 cm	47-50 cm




ML-0305

### Ligament ve Patella Destekli Çapraz Bantlı Dizlik

Yanlardaki esnek flexible balenler sayesinde dizin kollateral bağlarını destekler. Çapraz bantlar sayesinde dizin çapraz bağlarının desteklenmesini sağlar. Meniskopati, artrit-bursit durumlarında kullanılması tavsiye edilir.

#### Flexible Knee Support With Cross Banded

With cross-bands directory provides support for cross-ties.

	S	M	L	XL	XXL	3XL
	34-36 cm	36-38 cm	38-41 cm	41-44 cm	44-47 cm	47-50 cm




ML-0305-020

### Ligament ve Patella Destekli Çapraz Bantlı Dizlik Bedensiz

Yanlardaki esnek flexible balenler sayesinde dizin kollateral bağlarını destekler. Çapraz bantlar sayesinde dizin çapraz bağlarının desteklenmesini sağlar. Meniskopati, artrit-bursit durumlarında kullanılması tavsiye edilir.

#### Flexible Knee Support With Cross Banded Unisize

With cross-bands directory provides support for cross-ties.

	BEDENSİZ
	Small - XXLlarge beden aralığında özel olarak tasarlanmıştır







ML-0306

### Menteşeli (Çelik Eklemli) Dizlik

Kollateral bağların zorlanması sonucunda menteşeli sert yan barlar ile yüksek derecede stabilizasyon sağlar. ACL-TCL, menüsküs lezyonlarında kullanılması tavsiye edilir.

#### Hinged Knee Brace

Provides to high level stabilization for collateral ligament with its rigid lateral hinges.



	S	M	L	XL	XXL	3XL
	34-36 cm	36-38 cm	38-41 cm	41-44 cm	44-47 cm	47-50 cm

ML-0306-020

### Menteşeli (Çelik Eklemli) Dizlik Bedensiz

Kollateral bağların zorlanması sonucunda menteşeli sert yan barlar ile yüksek derecede stabilizasyon sağlar. ACL-TCL, menüsküs lezyonlarında kullanılması tavsiye edilir.

#### Hinged Knee Brace Unisize

Provides to high level stabilization for collateral ligament with its rigid lateral hinges.



	BEDENSİZ
	Small - XXL large beden aralığında özel olarak tasarlanmıştır

ML-0307

### Menteşeli (Çelik Eklemli) Önü Açılır Dizlik

Kollateral bağların zorlanması sonucunda menteşeli sert yan barlar ile yüksek derecede stabilizasyon sağlar. Önünün tamamen açılabilir olması uygulama kolaylığı sağlar. Ön çapraz bağ yaralanmalarında da kullanılır.

#### Hinged Open Front Knee Support

Provides to high level stabilization for collateral ligament with its rigid lateral hinges. Front can be opened for use in precision cases.



	S	M	L	XL	XXL	3XL
	34-36 cm	36-38 cm	38-41 cm	41-44 cm	44-47 cm	47-50 cm

ML-0309-020

### Patella Tendon Bandı Bedensiz

Osgood-Schlatter tedavisinde kullanılır. Patellar tendon rahatsızlıklarında kullanılması tavsiye edilir.

#### Patella Tendon Strap Unisize

Supports knee joint by applying pressure on the quadriceps tendon.



	BEDENSİZ
	Small - XXL large beden aralığında özel olarak tasarlanmıştır



ML-0310

### Patella Tendon Dizliđi

*Osgood-Schlatter tedavisinde kullanılması tavsiye edilir.*

### Patella Tendon Knee

*Osgood-Schlatter is used to treat.*



	S	M	L	XL	XXL	3XL
	34-36 cm	36-38 cm	38-41 cm	41-44 cm	44-47 cm	47-50 cm

ML-0310-020

### Patella Tendon Dizliđi Bedensiz

*Osgood-Schlatter tedavisinde kullanılması tavsiye edilir.*

### Patella Tendon Knee Unisize

*Osgood-Schlatter is used to treat.*



	BEDENSİZ
	Small - XXL large beden aralıđında özel olarak tasarlanmıřtır

ML-0320

### Elastik Dizlik

*Isı ve kompresyon gereken basit diz ađrılarında, Spor aktivitelerinde koruyucu olarak kullanılır.*

### Elastic Knee Support

*Sport activity, local inflammation, knee injury and post operative rehabilitation period.*



	S	M	L	XL	XXL
	34-36 cm	36-38 cm	38-41 cm	41-44 cm	44-47 cm




ML-0409

### Alt Baldırlık

Tibial kemiği koruma gerektiren durumlarda, Musküler lezyonlarda sıcaklık ve kompresyon sağlar.

### Calf Support

When protection for tibial bone is required. Provides warmth and compression in case of muscular lesions.



	S	M	L	XL	XXL	3XL
	29-32 cm	32-35 cm	35-38 cm	38-42 cm	42-47 cm	47-52 cm

ML-0409-020

### Alt Baldırlık Bedensiz

Tibial kemiği koruma gerektiren durumlarda, Musküler lezyonlarda sıcaklık ve kompresyon sağlar.

### Calf Support Unisize

When protection for tibial bone is required. Provides warmth and compression in case of muscular lesions.



	BEDENSİZ
	Small - XXL large beden aralığında özel olarak tasarlanmıştır



ML-0410

### Üst Baldırlık

Üst baldırın ağrılı durumlarında, Musküler lezyonlarda sıcaklık ve kompresyon sağlar.

### Thigh Support

Provides warmth and compression for quadriceps and adductor muscle group.



	S	M	L	XL	XXL	3XL
	48-52 cm	52-57 cm	57-62 cm	62-68 cm	68-75 cm	75-80 cm

ML-0410-020

### Üst Baldırlık Bedensiz

Üst baldırın ağrılı durumlarında, Musküler lezyonlarda sıcaklık ve kompresyon sağlar.

### Thigh Support Unisize

Provides warmth and compression for quadriceps and adductor muscle group.



	BEDENSİZ
	Small - XXL large beden aralığında özel olarak tasarlanmıştır


ML-0319

### Açı ve Yükseklik Ayarlı Diz Ortezi

Açısı ve yüksekliği ayarlanabilir bilateral eklem sayesinde, dizde iyi derecede kontrol ve koruma gerektiren durumlarda, istenilen ölçüde hareket kısıtlaması sağlar. ACL, PCL operasyonlarında, mükemmel destek verir.

#### Adjustable Angle Knee Brace

Inhibits the movement to desired levels when good knee control and protection is require owing to the adjustable angle bilateral joint. Provides exellent support following ACL and PCL operations.



BEDENSİZ

Small - XXLarge beden aralığında özel olarak tasarlanmıştır




ML-0312

### Açı Ayarlı Diz Ortezi

Açısı ayarlanabilir bilateral eklem sayesinde, dizde iyi derecede kontrol ve koruma gerektiren durumlarda, istenilen ölçüde hareket kısıtlaması sağlar. ACL, PCL operasyonlarında, mükemmel destek verir.

#### Adjustable Angle Knee Support

Inhibits the movement to desired levels when good knee control and protection is require owing to the adjustable angle bilateral joint. Provides exellent support following ACL and PCL operations.



BEDENSİZ

Small - XXLarge beden aralığında özel olarak tasarlanmıştır




UTR

### Açı Ayarlı On-Off Diz Ortezi İthal

Açısı ayarlanabilir bilateral eklem sayesinde, dizde iyi derecede kontrol ve koruma gerektiren durumlarda, istenilen ölçüde hareket kısıtlaması sağlar. ACL, PCL operasyonlarında, mükemmel destek verir.

#### Adjustable Angle Knee Support Imported

Inhibits the movement to desired levels when good knee control and protection is require owing to the adjustable angle bilateral joint. Provides exellent support following ACL and PCL operations.



BEDENSİZ

Small - XXLarge beden aralığında özel olarak tasarlanmıştır





ML-0308

### İmmobilizer Dizlik

Diz ekleminin tam ekstansiyon gereken durumlarda kullanılır. Patellar artral ve kollateral operasyonlarından sonra postoperatif destek sağlar.

### Knee Immobilizer

Used in situations where full extension is needed in knee joint. Provides post operative support following patellar, arthal and collateral ligament operations.

	S	M	L
	45 cm	55 cm	65 cm



ML-0313

### Yün Dizlik

Romatizmal durumlarda sıcaklık ve kompresyon sağlar.

### Knee Support (Wool Fabric)

Provides to warmth rheumatic cases.

	S	M	L	XL	XXL
	34-36 cm	36-38 cm	38-41 cm	41-44 cm	44-47 cm




ML-0213

### Yün Dizlik Deve Tüyü

Romatizmal durumlarda sıcaklık ve kompresyon sağlar.

### Knee Support (Wool Fabric)

Provides to warmth rheumatic cases.

	S	M	L	XL	XXL
	34-36 cm	36-38 cm	38-41 cm	41-44 cm	44-47 cm




ML-0221

### Zayıflama Taytı - Termal Şort

Bel, kalça ve karın bölgesinde zayıflamaya yardımcı olur. Sıcaklık ve rahatlama sağlar, spor yaralanmalarını engeller.

### Slimming Leggings - Thermal Tight

Helps to lose weight from waist, hip and abdominal areas.

	S	M	L	XL	XXL	3XL
	70-80 cm	80-90 cm	90-100 cm	100-110 cm	110-120 cm	120-130 cm






ML-0412-020

### Fıtık Bağı Tekli Bedensiz

Kasık fıtıklarında ve fıtık ameliyatı sonrasında Kullanılması tavsiye edilir.


### Single Hernia Support Unisize

Used in case of hernia one side.



BEDENSİZ

Small - XXL large beden aralığında özel olarak tasarlanmıştır




ML-0413-020

### Fıtık Bağı Çiftli Bedensiz

Kasık fıtıklarında ve fıtık ameliyatı sonrasında Kullanılması tavsiye edilir.


### Double Hernia Support Unisize

Used in case of hernia double sides.



BEDENSİZ

Small - XXL large beden aralığında özel olarak tasarlanmıştır



ML-0401

### Basit Ayak Bilekliği

Ayak bileği çevresinde incinme, burkulma sonrası oluşan durumlarda destek sağlar, ağrıyı hafifletir. Kompresyon, termoterapi amaçlı kullanılır.

### Basic Ankle Support

Provides warmth and support for the ankle joints. Provides stabilization in mild strains.



S	M	L	XL	XXL	3XL
24-26 cm	26-28 cm	28-31 cm	31-34 cm	34-37 cm	37-40 cm

