




ML-0708

Nelson Çeneliksiz Boyunluk

Servikal disk herni, Post-travmatik koruma amaçlı, Servikal kas strainlerinde kullanılması tavsiye edilir.

Neck Collar Without Chin Support Nelson Type

Used for soft tissue damages and osteoarthritis practical useable.



| | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 33-40 cm | 40-45 cm | 45-50 cm | 50-55 cm | 55-60 cm |


ML-0709

Nelson Çenelikli Boyunluk

Servikal disk herni, Post-travmatik koruma amaçlı, Servikal kas strainlerinde kullanılması tavsiye edilir.

Neck Collar With Chin Support Nelson Type

Relieves the pain in the neck by constraining the movements of the neck in cases of mild pains in the neck.



| | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 33-40 cm | 40-45 cm | 45-50 cm | 50-55 cm | 55-60 cm |


ML-0712

Servikal Çeneliksiz Boyunluk

Servikal disk herni, Post-travmatik koruma amaçlı, Servikal kas strainlerinde kullanılması tavsiye edilir.

Plastic Cervical Collar Without Chin Support

Constrains movements of the neck following neck trauma and cervical disc hernia.



| | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 33-40 cm | 40-45 cm | 45-50 cm | 50-55 cm | 55-60 cm |


ML-0713

Servikal Çenelikli Boyunluk

Servikal disk herni, Post-travmatik koruma amaçlı, Servikal kas strainlerinde kullanılması tavsiye edilir.

Plastic Cervical Collar With Chin Support

Used for soft tissue damages and osteoarthritis practical useable.



| | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 33-40 cm | 40-45 cm | 45-50 cm | 50-55 cm | 55-60 cm |


ML-0711

Sünger Boyunluk

Servikal disk herni, kas zorlanmaları ve spazmı, duyuşsal feedback durumlarında kullanılması tavsiye edilir.

Neck Collar - Sponge

Inhibits the movements to relieve moderate pain of the neck.



| | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 33-40 cm | 40-45 cm | 45-50 cm | 50-55 cm | 55-60 cm |


ML-0716

Sünger Boyunluk Plastik Destekli

Servikal disk herni, kas zorlanmaları ve spazmı, duyuşsal feedback durumlarında kullanılması tavsiye edilir.

Neck Collar - Sponge Plastic Include

Inhibits the movements to relieve moderate pain of the neck.



| | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 33-40 cm | 40-45 cm | 45-50 cm | 50-55 cm | 55-60 cm |


ML-0710

Philadelphia Boyunluk

Servikal disk herni, ameliyat öncesi ve sonrası immobilizasyonda, servikal kas strainerinde kullanılması tavsiye edilir.

Neck Collar Philadelphia Type

Restricts cervical spine flexion, extension and rotation to promote patient recovery.



| | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|
| | 0 | 1 | 2 | 3 |
| | 25-34 cm | 34-43 cm | 43-52 cm | 52-61 cm |


ML-0714

Philadelphia Tracheostomy Boyunluk

Trakeostomi durumlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Neck Collar Philadelphia Tracheostomy Type

Tracheostomy designed to be used in cases.



| | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|
| | 0 | 1 | 2 | 3 |
| | 25-34 cm | 34-43 cm | 43-52 cm | 52-61 cm |




ML-0718

İlk Yardım Boyunluğu

Plastik malzemeden üretilmiş iç yüzeyi yumuşak köpük malzeme kaplıdır. Emniyet kilit sistemi ile güvenli bir şekilde 3 kademeli yükseklik ayarı yapılabilir. Nabız izleme, ve acil trakeostomi gibi işlemler için trakeası açık tutulmuştur. Arka bölgedeki açıklık arka servikal bölgenin palpasyonuna olanak sağlar. X-ışını, BT, MRG 'a uyumludur. Tek parça olup uygulaması kolaydır.

Emergency Neck Collar

Plastic inner side is coated by soft foam material. 3 levels of height adjustment possible with security lock system. Trachea opening enables carotid pulse monitoring and emergency tracheotomies. The hole at the back side of the collar allows palpation of the rear cervical area. Plastizode foam material also is radiolucent which allows X-ray, it possible to use CT, MRI. Collar is one piece and it is easy to use



| | | |
|--|----------|----------|
| | S | M |
| | 28-36 cm | 37-46 cm |


ML-0717

Wire-Frame Boyunluk

Boyuna maksimum destek sağlayan, anatomik boyun şekline göre tasarlanmış semi-rigid boyunluk. Ön parça boyunun fleksiyon ve ekstansiyonunun ayarlanmasına olanak sağlayan alüminyum çerçeveden, arka occipital parça ise polietilen malzemeden üretilmiştir. Kullanımı kolay, hafif ve rahattır. Hem yükseklik hem de çevresel kontür elle bükülerek kişiye göre ayarlanabilir.

Wire-Frame Collar

Anatomically designed semi-rigid collar provides excellent immobilization and comfort maximum support to the neck. Manufactured of molded polyethylene occipital component with adjustable aluminum stay to provide the capability of flexion and extension adjustment. A well-tolerated, lightweight and comfortable and easily adjustable. Both height and circumferential contour are easily adjustable by merely bending by hand



| | | |
|--|----------|----------|
| | S | M |
| | 28-36 cm | 37-46 cm |